

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO


EasyDrill




Easy Drill es una broca quirúrgica autobloqueante utilizada para hacer las trepanaciones craneales, su sistema de seguridad activa el mecanismo de bloqueo automáticamente al encontrar una disminución en la resistencia ósea durante la perforación y la broca detiene la perforación instantáneamente, proporcionando protección a la duramadre y un control óptimo durante el corte de hueso.

PRESENTACIONES

MODELO	DIAMETRO		LONGITUD	COLOR
	Externo (A)	Interno (B)	Punta (C)	
BA0011FAA	11mm	7 mm	3 mm	Violeta
BA0010FAA	14 mm	11 mm	3 mm	Azul



Material de las brocas autobloqueantes: Acero Inoxidable

		CÓDIGO: COM-26
		VERSIÓN: 1
	FORMATO FICHA TÉCNICA	Página 2 de 2

CONDICIONES DE EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

La broca quirúrgica autobloqueante es presentada en forma estéril en un empaque UNITARIO de la siguiente manera

Embalaje Principal	Papel burbuja en PET o en PVC termo sellado con Tyvek. Acondiciona el producto sellado y mantiene el producto esteral hasta el momento su uso en cirugía.
Embalaje Secundario / Intermedio	Sobre grado quirúrgico termosellable. Acondiciona el embalaje principal y mantiene el producto esteral hasta el momento de su uso en cirugía.
Embalaje Final	Caja de papel cartón. Acondiciona el embalaje secundario y mantiene el producto esteral hasta el momento de su uso en cirugía.

Condiciones de Almacenamiento: Mantener a temperatura ambiente y protegido del sol. Conservar su esterilidad.

INDICACIONES

La broca autobloqueante está indicada para realizar craneotomías, siendo estas cortes que se realizan sobre la tabla ósea del cráneo, con el objetivo de realizar una exploración o cualquier procedimiento quirúrgico en el mismo.

CONTRAINDICACIONES

- La broca no debe ser utilizada fuera de un ambiente hospitalario
- La presión intracraneal del paciente no debe estar elevada

INSTRUCCIONES DE USO

- La broca quirúrgica autobloqueante fue diseñada para ser utilizada con todos los craneotomos existentes en el mercado que posean anclaje rápido o tipo "Hudson".
- La broca quirúrgica debe protegerse de sufrir caídas, torsiones, impactos fuertes o acciones que deformen el producto. En caso de que esto ocurra, la broca no tendrá las mismas propiedades para cumplir con la función para la cual se desarrolló.
- La broca quirúrgica autobloqueante está prevista para ser utilizada una sola vez, por esto debe desecharse después de su uso. La esterilización y/o reprocesamiento afectan el desempeño del producto. Su vida útil se limita al plazo de validez indicado en la etiqueta del producto.

DATOS DE REFERENCIA

MediRex SAS – Calle 85 A No. 24 26 – Cel.: 316 7405281 – Tel: 4833333 – Bogotá D.C. Colombia
 Registro Sanitario No. INVIMA 2012DM-0008862. Vigente hasta el 27 de Junio de 2022.